

Estojo Arsenal 06

Escrito por Dp Comunicação
Ter, 19 de Maio de 2015 11:50

ESTOJO ARSENAL ENDOSCÓPICO EA 06 GASTRO E EA 06 COLONO

[DESCRITIVO](#) [MANUAL](#)



Introdução

Os endoscópios flexíveis já limpo desinfetado e seco devem ser armazenados em ambiente ventilado e livre de crescimento bacteriano.

As novas instalações de armazenamento diminui o risco de contaminação cruzada permitindo o uso imediato dos endoscópios armazenados, evita a contaminação dos endoscópios em contato com o meio ambiente ou por armazenamento prolongado em áreas que podem promover a multiplicação de patógenos.

Sendo assim a Endoclear projetou um sistema inovador para armazenar os endoscópios, evitando o armazenamento onde podem propiciar o crescimento de microorganismos, como maletas, armários de madeiras, corredores e etc.

Indicação de uso

- Armazenamento de endoscópios flexíveis e acessórios em ambiente controlado.

Características

- Perfis estruturais em alumínio.
- Fechamentos em chapas de PSAl (Poliestireno de Alto Impacto) de alto brilho.
- Prateleiras em PEAD (Polietileno de Alta Densidade).
- Matéria prima altamente resistente e de baixíssima porosidade.
- Sistema de rodízio com freios para locomoção.
- Prateleiras giratórias para fácil acomodação dos endoscópios na posição vertical e para evitar o tracionamento do tubo conector.
- Sistema automático e microprocessado, com monitor digital que indica o status do ambiente interno.
- Ambiente interno desinfetado por lâmpadas Ultra Violetas (UV-C).
- Sensor de segurança para abertura da porta.
- Circulação forçada, com filtros antimicrobianos na entrada e na saída do ar.
- Ciclos de desinfecção e ventilação em intervalos regulares.
- Porta objetos para armazenamento das partes removíveis e acessórios.
- Garantia o ambiente interno livre de microorganismos.
- Mantas (tapete) de silicone no prato distal para proteção da parte distal do endoscópio flexível.
- As lâmpadas UV-C germicidas tem vida útil equivalente a 1 ano.

